

FAQ Device BAB00

1. Nutzungsbedingungen

1.1 Kalibrierung

Ist eine Kalibrierung für die Nutzung des Device BAB00 notwendig?

Nein, das Gerät kalibriert sich selbst in vordefinierten Zeitabständen. Dazu sind keine manuellen Schritte erforderlich.

1.2 Nutzungsumfeld

Ist für die Nutzung des Device BAB00 ein Laborumfeld und Laborpersonal erforderlich?

Nein, Mitarbeitende können das Gerät bereits nach einer simplen Einweisung selbständig bedienen. Das Device BAB00 kann in jedem geschlossenen Raum genutzt werden.

1.3 Serviceintervalle

Muss das Device BAB00 gewartet werden?

Es wird keine regelmäßige Wartung vorgeschrieben, jedoch empfehlen wir ein Serviceintervall von einmal jährlich.

2. Datenspeicherung

2.1 Probedaten

Wie viele Probedaten können gespeichert werden?

Das System und die Software haben keine Einschränkungen. Die Anzahl der speicherbaren Datensätze ist lediglich durch die Festplattenkapazität des verwendeten Computers beschränkt.

2.2 LIMS

Kann ich mein LIMS anbinden?

Bezüglich einer LIMS-Anbindung kommen Sie gerne mit Ihren individuellen Anforderungen auf uns zu.